



WEKOS - optik, s.r.o.

Brýlové obruby (sluneční brýle) - návod k užití a údržbě.

Aby Vám resp. Vaším zákazníkům mohl námi dodaný výrobek dlouho a k úplné spokojenosti sloužit je potřeba dodržovat zásady pro jeho šetrné užívání a pravidelnou údržbu.

Brýlové obruby mají povahu zdravotní pomůcky a slouží za obvyklých podmínek jako mechanický nosič dioptrických čoček pro korekci lidského zraku, resp. slunečních čoček (sluneční brýle) a to pro osoby starší 4 let. Tyto obruby (jejich jednotlivé části) jsou vyrobeny z nezávadných materiálů buď ze slitin technického stříbra a niklu, oceli, nerez, titanu popř. slitin titanu a kobaltu opatřených zpravidla barevným nátěrem a pro zvýšení trvanlivosti ještě opatřeny vrstvou epoxidového laku. V místech styku s pokožkou jsou pak opatřeny umělohmotnými návleky a sedly, nebo jsou vyrobeny přímo z nezávadných umělých hmot (zvláště vhodné pro lidi s dermatologickými obtížemi zjm. zvýšenou potivostí nebo alergickými reakcemi na některé kovy).

Již výběr brýlové obruby resp. slunečních brýlí by měl odpovídat proporcím jejich uživatele (velikost obruby, šířka nosníku, délka stranice), aby umožnil jejich bezpečné usazení a nedocházelo k deformacím obruby **nebo styku obruby s pokožkou nebo dokonce trvalému tlaku na nevhodných místech. Dotýká-li se pak obruba trvale pokožky (např. očníce tváře, stranice hlavy od oka ke skráním atp.),** tedy v místech kde není opatřena plastovými chránitky (sedla, koncovky) může dojít k poškození barvy v důsledku trvalého působení kyselin obsažených v potu. Takové poškození nepodléhá záruce, protože k poškození obruby, došlo v důsledku nevhodného výběru velikosti obruby a následného nepřiměřeného namáhání výrobku vystaveného trvale kyselé reakci látek obsažených v potu.

Vlastní **nasazení a sejmutí obruby (slunečních brýlí) se provádí oběma rukama**, aby nedocházelo k nepřiměřenému jednostrannému zatížení obruby a to se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poranění obličeje nebo dokonce oka rozevřenou stranicí obruby. Vlastní použití se děje obecně známým způsobem kdy jsou obruby usazené na kořeni nosu nebo po jeho stranách a jistiště přiměřeně zahnutými stranicemi za oběma ušima. (*Zjm. u modelů obrub na vázání a u modelů s odpruženými stranicemi hrozí při manipulaci pouze jednou rukou v důsledku jednostranného zatížení vylomení očníce nebo prasknutí flexu*).

Brýlové obruby resp. brýle udržujte trvale v suchu a čistotě a zabraňte jejich znečištění případně potřísnění agresivními látkami. Pro jejich čištění doporučujeme speciální čisticí utěrky pro brýle. Při mytí brýlových obrub používejte **výhradně mýdlovou vodu a jemný hadřík**. Obrůčku na konec opláchněte v čisté vodě a ihned vysušte do sucha. **NIKDY nepoužívejte čisticí prostředky obsahující líh, benzín, nebo jiná rozpouštědla!** Jsou-li obruby opatřeny odpruženými stranicemi, dbejte, aby do těchto flexů nezatekla voda. Mohlo by dojít ke korozi jemných ocelových pružin a tím ke ztrátě funkčnosti. Také je potřeba tyto pružiny pravidelně promazávat. Vhodný je například olej na bázi silikonu. Veškerá doporučení se týkají brýlových obrub a je třeba je zohlednit s doporučením na údržbu čoček.

Brýlové obruby chraňte před pádem, nepřiměřeným mechanickým namáháním úderem atp. Brýlové obruby opatřené dioptrickými čočkami neodkládejte na místo přímého slunečního záření (nebezpečí vznícení). V případě, že obruby nepoužíváte, doporučujeme jejich úschovu v pevných pouzdrech odpovídající velikosti pro ně určených. Jako zcela nevhodné je užití různých typů závěsu. Obruby posléze zavěšené na krku mohou být poškozeny při styku se součástmi oděvu (zipy, knoflíky) nebo okolí (deska stolu) dochází i k otěru barvy způsobené takovým závěsem nebo poškození po rozhoupání a následnými údery např. při chůzi. U modelů obrub z pamětové oceli je třeba si uvědomit, že i jejich mimořádná mechanická odolnost má své meze a snese ohyb materiálu pouze do určitého stupně a v daném rádiu a to i dle typu a kvality. Snaha některých uživatelů neodborně demonstrovat tyto jejich mimořádné vlastnosti, nebo chybná domněnka, že tento typ obruby je nezníčitelný a není potřeba se k němu chovat šetrně, může vést, při nevhodném zacházení k poškození obruby. Pokud uživatel používá kosmetické a dermatologické nebo vlasové prostředky, které by mohli obrubu obarvit je potřeba pečlivě zvolit materiál a úpravu povrchu obruby (slunečních brýlí), který lze následně vyčistit (hladký frézovaný acetať, lékařská ocel atp.). U porézních a zdrsňelých povrchů to nemusí být možné a takové obarvení obruby (slunečních brýlí) pak nelze uznat jako oprávněnou reklamaci.

Na poškození obruby (slunečních brýlí) používané v rozporu s těmito pokyny se nevztahuje záruka.